

**نوک بلانت**

به عصب یا رگ آسیب نمی رساند

میکروکانولا زیر پوست بدون ایجاد تروما سر می خورد

**انعطاف پذیر و مقاوم**



قابل استفاده در تزریق سطحی و عمیق

مناسب برای تزریق انواع فیلر

**هاب مارک و کانولا مارک**

هاب مارک: نمایش جهت تزریق

کانولا مارک : نمایش میزان پیشرفت کانولا زیر پوست




در مقایسه با استفاده از یک سوزن شارپ

- بدون کبودی در محل تزریق
- کاهش درد به طور قابل توجه
- یک نقطه ورود برای پوشش گسترده ترو یکنواخت
- تحریک کلاژن سازی بدون تزریق وریدی
- بازگشت بیمار بدون زمان از کار افتادگی به محل کار و زندگی (بدون زمان از کار افتادگی)

از بین بردن خطر

- نکروز
- نابینایی
- فلج چشمی و افتادگی پلک
- آسیب به رگ یا عصب



موارد توصیه استفاده از میکروکانولا سایزهای مختلف:

- ۱. مناسب برای فیلرها با ویسکوزیته بالا
- ۲. Glabellar Frown Lines
- ۳. Under eye rings
- ۴. Eye brow/temple
- ۵. Cheekbone
- ۶. Jawline
- ۷. حجم صورت و بدن



- ۱. مناسب برای فیلرهایی با ویسکوزیته بالا و لایه درم عمیق
- ۲. Eye brow/temple
- ۳. Cheekbone
- ۴. Tear trough
- ۵. Jawline



- ۱. فیلرها با غلظت پایین یا متوسط
- ۲. Glabellar Frown Lines
- ۳. Under eye rings
- ۴. Nasolabial Folds
- ۵. Cheek
- ۶. Jawline



- ۱. فیلرها با غلظت پایین
- ۲. تزریق های سطحی
- ۳. Marionette lines
- ۴. CHEEK/JAWLINE
- ۵. Lips

